



previs
bandages since 1986



Profilo Aziendale

Previs srl è un'azienda italiana nata nel 1986, specializzata in bende orlate di Garza in cotone, bende di fissaggio leggere, bende compressive e bende coesive.

L'impiego dei prodotti può spaziare dal settore ospedaliero alle farmacie, al pronto soccorso, alla cosmesi, allo sport e alla veterinaria.

L'organizzazione produttiva permette una vasta personalizzazione del prodotto a seconda delle richieste del cliente, sviluppando il marchio richiesto sui diversi tipi di packaging o acquistando direttamente il prodotto con il marchio registrato STARMED.

Il prodotto di punta è la benda coesiva, che sta riscuotendo un notevole successo sia in Italia che all'estero.

Obiettivo dell'azienda è la soddisfazione del cliente anche attraverso lo studio di nuove soluzioni per dare risposta alle svariate necessità conscia del fatto che solo con serietà, qualità e puntualità si può mantenere un rapporto duraturo

Previs ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2021; inoltre tutti i suoi prodotti sono conformi al Regolamento Europeo MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 ed alle Direttive / D.lgs. applicabili alla tipologia di prodotti.



Company Profile

Previs srl is an Italian company that started operations in 1986 and is specialized in cotton Gauze bandages, Light fixation bandages, Compressive bandages and Cohesive bandages catering to a number of different sectors, ranging from Hospitals to Pharmacies, First Aid, Cosmetic, Sport and Veterinarian markets.

Our productive structure allows a great deal of personalization in our products to accommodate customers' requests developing the desired brand on different packaging, or offering the products directly under our STARMED registered trademark.

Our leading article is the Cohesive bandage, which is proving to be very successful both in Italy and abroad.

Our mission is customer satisfaction, also by devising new solutions to give answers to the most diverse needs, knowing that only with professionalism, quality and punctuality it is possible to maintain strong, long lasting relationships.

Previs has obtained UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 13485:2012 certifications. Furthermore, all products are compliant with the European Regulation MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 and Italian Health Ministry standards.



Bende Elastiche Coesive
Cohesive Elastic Bandages

- **Previcoesiva LF**
- **Previcoesiva**
- **Previcoesiva XL LF**
- **Previcoesiva XL**
- **PreviTNT**
- **Previcotton coesiva LF**
- **Previcotton coesiva**

Bende alle Paste
Paste Bandages

- **Previzinc A**
- **Previzinc E**
- **Previzinc EC**

Benda Elastica Adesiva
Adhesive Elastic Bandage

- **Previadesiva**

Bende Elastiche Compressive
Compression Elastic Bandages

- **Previbielasticita**
- **Previforte**
- **Previmedia**
- **Previnova e Previnova Pelle**
- **Previmedical**
- **Previstretch**

Bende Elastiche Leggere
Fixation Elastic Bandages

- **Prevideal**
- **Previfix**
- **Previgarzelast CV**
- **Previlast**
- **Previcrepe S - L**
- **Prevideal cotton**
- **Previmax**

Bende di Garza
Gauze Bandages

- Auricolare
- 17 - 20 - 23 fili / Cambric

Bende di Primo Soccorso
FirstAID Bandages

- **PreviSTOP**

Bende per lo Sport
Sport Bandages

- **PreviTape**

Bende tubolari
Tubular Bandages

- **Previnet**
- **Previnet LF**



Previcoesiva LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents



CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva LF

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide - latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 50% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Previcoesiva elastic bandage LF

Composition: 42% cotton - 29% viscose
29% polyamide - latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: 50% approx.

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for supporting joint treating light fractures.
- Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.
- Particularly suitable for use on articulations.

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



Previcoesiva

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots



CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide - lattice

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 50% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcoesiva elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
29% polyamide - latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 50%

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for supporting joint treating light fractures.
- This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



Previoesiva XL LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents



CND M0303010201

Benda elastica Previoesiva XL LF

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
28% poliammide - 1% elasthan
- latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 90% circa

Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu
(altri colori a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previoesiva XL LF bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
28% polyamide - 1% elastan
- latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 90%

Available colors: white, red, green, blue
(other colors on request)

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for supporting joint treating light fractures.
- Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.
- Particularly suitable for use on articulations

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

ADATTA PER
USO
VETERINARIO

IDEAL FOR
VET USE



Previcoesiva XL

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots



CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva XL

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
28% poliammide - 1% elasthan
e latex

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 90% circa

Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu
(altri colori a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcoesiva XL elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
28% polyamide - 1% elasthan
and latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 90%

Available colors: white, red, green, blue
(other colors on request)

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for supporting joint treating light fractures.
- This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



PreviTNT



CND M0303010201

Benda elastica PreviTNT

Composizione: 85% polipropilene
15% spandex e latex

Altezza: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione.

Allungamento: 100% circa

Colori disponibili: rosso, verde, blu, pelle
(altri colori a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo e veterinario.

PreviTNT elastic bandage

Composition: 85% polypropylene - 15% spandex
and latex

Width: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

Length: stretched length approx.. 4,5 m

Extensibility: approx. 100%

Available colors: red, green, blue, skin
(other colors on request)

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for supporting joints, treating light fractures.
- This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.
- Particularly suitable for use on joints, for sport and veterinary use.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



Previcotton coesiva LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents



CND M0303010201

Benda elastica Previcotton coesiva LF

Composizione: 98% cotone - 2% lycra - latex free

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previcotton coesiva LF bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra - latex free

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.
- Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.
- Particularly suitable for use on articulations.

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages



Previcotton coesiva

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie
Cohesive through microfine latex dots



CND M0303010201

Benda elastica Previcotton coesiva

Composizione: 98% cotone - 2% lycra e lattice

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

Previcotton coesiva elastic bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra and latex

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.
- This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.

Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

Previzinc A



CND M03020299

Benda anelastica Previzinc A **Contenuto di ossido di zinco: 15%**

Composizione: 100% cotone - pasta all'ossido di zinco 15%

Altezza: 8 - 10 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc A è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Inelastic bandage Previzinc A **Zinc oxide content: 15%**

Composition: 100% cotton - zinc oxide paste 15%

Width: 8 - 10 cm

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)

Directions for use

- Not to be used on open wounds or ulcers.
- Previzinc A is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende alle paste - Paste bandages

Previzinc E



CND M03020299

Benda elastica Previzinc E

Contenuto di ossido di zinco: 15%

Composizione: 54% poliammide - 46% viscosa
pasta all'ossido di zinco 15%

Altezza: 8 - 10 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 80% circa

Indicazioni d'uso

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc E è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Elastic bandage Previzinc E

Zinc oxide content: 15%

Composition: 54% polyamide - 46% viscose
zinc oxide paste 15%

Width: 8 - 10 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: 80% approx.

Directions for use

- Not to be used on open wounds or ulcers.
- Previzinc E is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende alle paste - Paste bandages

Previzinc EC



CND M03020299

Benda elastica Previzinc EC

Contenuto di ossido di zinco: 15%

Composizione: 46% cotone – 54% poliammide -
pasta all'ossido di zinco 15%

Altezza: 5 - 8 - 10 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 80% circa

Indicazioni d'uso

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc EC è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Elastic bandage Previzinc EC

Zinc oxide content: 15%

Composition: 46% cotton - 54% polyamide -
zinc oxide paste 15%

Width: 5 - 8 - 10 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: 80% approx.

Directions for use

- Not to be used on open wounds or ulcers.
- Previzinc EC is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.

Bende alle paste - Paste bandages



Previadesiva



CND M0304010301

Benda elastica Previadesiva

Composizione: 100% cotone

Altezza: 5 - 7,5 - 10 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 40% circa

Indicazioni d'uso

- Bendaggi compressivi nel trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi.
- Bendaggi funzionali nella terapia di lesioni muscolari e tendinee.
- Distorsioni.
- Lussazioni.
- Strappi muscolari.

Previadesiva elastic bandage

Composition: 100% cotton

Width: 5 - 7,5 - 10 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 40%

Directions for use

- Compressive relief bandaging in case of muscular and tendinous injuries.
- Distorsions.
- Dislocations.
- Sprains.



Previbiastica



CND M030402010103

Benda Previbiastica

Composizione: 70% cotone - 19% poliammide
11% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: longitudinale 160% circa
trasversale 80% circa

Indicazioni d'uso

- Bendaggio da prescrizione medica.
- Indicata per bendaggi di sostegno e scarico con forte compressione costante, per bendaggi compressivi post trattamento chirurgico e nel complesso sintomatico varicoso.
- La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Previbiastica bandage

Composition: 70% cotton - 19% polyamide
11% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 160% longitudinal
approx. 80% transversal

Directions for use

- Medical prescription bandage.
- Ideal for bandaging when support and strong, constant compression is required.
- Used in the treatment of varicose veins and post-operative patients.
- Its ability to stretch in any direction makes it particularly ideal for bandaging joints.

Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages



Previforte



CND M0304010103

Benda elastica Previforte

Composizione: 92% cotone - 8% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 170% circa

Indicazioni d'uso

- Bendaggio da prescrizione medica.
- Benda compressiva per uso flebologico.
- Bendaggio di sostegno a forte compressione costante, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Previforte elastic bandage

Composition: 92% cotton - 8% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 170%

Directions for use

- Medical prescription bandage.
- Compression bandage for phlebotic treatment.
- Support bandage with strong, constant compression, ideal for all problems relative to varicose veins, for the prevention and cure of sport and work injuries, support bandage for distortions, light fractures and sprains.



Previmedia



CND M0304010103

Benda elastica Previmedia

Composizione: 78% cotone - 14% poliammide
8% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 170% circa

Indicazioni d'uso

- Ideale per bendaggi di sostegno e forte compressione costante.
- Viene utilizzata nel trattamento del complesso sintomatico varicoso, nella profilassi antitrombotica, nel trattamento post-chirurgico e nella terapia dell'insufficienza varicosa.
- Ottima per bendaggi di sostegno e scarico nelle distorsioni, lussazioni e fratture leggere.

Previmedia elastic bandage

Composition: 78% cotton - 14% polyamide
8% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 7 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 170%

Directions for use

- Ideal for bandaging when support and strong, constant compression, is required.
- Used in the treatment of varicose veins, thrombosis, post-operative patients and insufficient veins.

Previnova e P.Pelle



CND M0304010103

Benda elastica Previnova e Previnova Pelle

Composizione: 69% cotone - 25% poliammide
6% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 170% circa

Indicazioni d'uso

- Benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno.
- Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi sportivi e da lavoro con compressione media.

Previnova and Previnova Skin elastic bandage

Composition: 69% cotton - 25% polyamide
6% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 170%

Directions for use

- *Universal compression bandage.*
- *Protects and supports all types of medication.*
- *For fixing medication and for supporting light fractures, distorsions, sprains, sport and work injuries with medium compression.*



Previmedical



CND M0304010103

Benda elastica Previmedical

Composizione: 60% cotone - 33% poliammide
7% poliuretano

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 160% circa

Indicazioni d'uso

- Benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno.
- Per il fissaggio della medicazione e per sostegno e protezione su: contusioni ed ematomi con compressione medio-leggera.

Previmedical elastic bandage

Composition: 60% cotton - 33% polyamide
7% polyurethane

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 160%

Directions for use

- Universal compression bandage.
- Protects and supports all types of medication.
- For fixing medication, for support and relief in case of contusions and hematomas with medium-light compression.



Previstretch



CND M0304010101

Benda elastica Previstretch

Composizione: 80% cotone - 20% poliammide

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 35% circa

Indicazioni d'uso

- Per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, distorsioni lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.
- Adatta anche ad utilizzo flebologico.

Previstretch elastic bandage

***Composition:** 80% cotton - 20% polyamide*

***Width:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:** stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)*

***Extensibility:** approx. 35%*

Directions for use

- *For fixing medication, for support and relief in case of contusions, sprains, distortions, lesions and hematomas.*
- *Suitable for phlebologic use.*



Prevideal



CND M0303010101

Benda elastica Prevideal

Composizione: 65% cotone - 35% poliammide

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 75% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Prevideal elastic bandage

Composition: 65% cotton - 35% polyamide

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 75%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For supporting dressings of sprains and light bruising.

Bende di fissaggio leggera - Fixation elastic bandages



Previfix



CND M0303010101

Benda elastica Previfix

Composizione: 50% cotone - 50% poliammide

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 100% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previfix elastic bandage

Composition: 50% cotton - 50% polyamide

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 100%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For supporting dressings of sprains and light bruising.

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previgarzelast CV



CND M0303010101

Benda elastica Previgarzelast CV

Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide

Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 110% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previgarzelast CV elastic bandage

Composition: 42% cotton - 29% viscose
29% polyamide

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 110%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For supporting dressings of sprains and light bruising.

Bende di fissaggio leggera - Fixation elastic bandages



Previlast



CND M0303010101

Benda elastica Previlast

Composizione: 54% poliammide - 46% viscosa

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 3 m e 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 120% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previlast elastic bandage

Composition: 54% polyamide - 46% viscose

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: stretched length approx. 3 m and 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 120%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For supporting dressings of sprains and light bruising.

Bende di fissaggio leggera - Fixation elastic bandages



Previcrepe S - L



CND M0303010101

Benda elastica Previcrepe S - L

Composizione: 99% cotone - 1% lycra

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: da 90% a 110% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno e la leggera compressione.
- La caratteristica crespatura fa in modo che il bendaggio resti ben ancorato su se stesso.
- Ben tollerate dalla cute assicurano un'elevata traspirazione.

Previcrepe S - L elastic bandage

Composition: 99% cotton - 1% lycra

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. from 90% to 110%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For support and light compression.
- It's characteristic crepe like touch enables the bandage to remain well-attached to itself.
- It is well-tolerated by the skin and ensure a high level of breathing.

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Prevideal cotton



CND M0304010103

Benda elastica Prevideal Cotton

Composizione: 98% cotone - 2% lycra

Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 45% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni e contusioni e nella traumatologia sportiva.
- L'alta percentuale di cotone la rende perfettamente tollerabile anche alle epidermidi più sensibili.

Prevideal Cotton elastic bandage

Composition: 98% cotton - 2% lycra

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 45%

Directions for use

- For fixing dressings.
- Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.
- The high percentage of cotton means it is well-tolerated by sensitive skin.

Bende di fissaggio leggere - Fixation elastic bandages



Previmax



CND M0303010101

Benda elastica Previmax

Composizione: 70% cotone - 29% poliammide
1% poliuretano

Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 100% circa

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previmax elastic bandage

Composition: 70% cotton - 29% polyamide
1% polyurethane

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 100%

Directions for use

- For fixing dressings.
- For supporting dressings of sprains and light bruising.

Bende di fissaggio leggera - Fixation elastic bandages

Bende di Garza

Auricolare



CND M030101

Benda di Garza Idrofila Auricolare

Composizione: 100% cotone candido idrofilo

Altezza: 1 - 2 - 3 cm

Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Specifiche per le medicazioni auricolari.

Auricular bandage

Composition: 100% white cotton wool

Width: 1 - 2 - 3 cm

Length: 5 m (other lengths available on request)

Directions for use

- *Ideal for auricular dressings.*

Bende di garza - Gauze bandages

Bende di Garza



CND M030101

Bende di Garza Idrofila Orlata

17 fili (10/7) - 20 fili (12/8)
23 fili (12/11)
Cambric 25 fili (12/13)

Composizione: 100% cotone candido idrofilo

Altezza: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per il fissaggio della medicazione e l'assorbimento degli essudati.

Gauze bandages

17 threads (10/7) - 20 threads (12/8)
23 threads (12/11)
Cambric 25 threads (12/13)

Composition: 100% white cotton wool

Width: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Length: 5 m (other lengths available on request)

Directions for use

- For fixing dressings and for the absorption of exudates.

Bende di garza - Gauze bandages



PreviSTOP



Benda elastica PreviSTOP

Composizione: 65% cotone – 35% poliammide

Altezza: 10 cm

Lunghezza: 3,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Allungamento: 70% circa

Indicazioni d'uso

- Per l'uso in situazioni di pronto soccorso; benda con tampone compressiva antiemorragica (previa sterilizzazione).

PreviSTOP elastic bandage

Composition: 65% cotton – 35% polyamide

Width: 10 cm

Length: stretched length approx. 3,5 m
(other lengths available on request)

Extensibility: approx. 70%

Directions for use

- *To be used in first aid situations; haemostatic compressive bandage (after sterilization).*



PreviTape



CND M0399

Tape elastico latex free

Composizione: 95% cotone - 5% spandex
adesivo hot melt latex free

Altezza: 5 cm

Lunghezza: 5 m circa in massima estensione

Allungamento: 70% circa

Colori disponibili: Pink, Royal blue

Indicazioni d'uso

- Tape elastico usato come coadiuvante nella prevenzione o guarigione di lesioni/traumi di origine sportiva, per fornire supporto e restringere l'estensione di movimento nei muscoli e articolazioni.

Elastic tape latex free

Composition: 95% cotton - 5% spandex
hot melt latex free adhesive

Width: 5 cm

Length: stretched length approx. 5 m

Extensibility: 70% approx.

Available colors: Pink, Royal blue

Directions for use

- Elastic tape used to assist in the prevention or healing of sports related injuries, to add support and restrict range of motion in the muscles and joints.

Bende per lo Sport - Sport bandages



Previnet

Rete elastica



CND M03030103

Rete elastica Previnet

Composizione: 73% poliammide - 27% filo di gomma

Misure: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lunghezza: 25 m in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni.
- Non necessita di fermagli o cerotti.
- Non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

Previnet elastic net

Composition: 73% polyamide - 27% rubber thread

Sizes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Length: 25 m stretched length
(other lengths available on request)

Directions for use

- *For fixing dressings.*
- *It does not require clips or tapes.*
- *It does not apply compression and it fits well on joints.*

Bende tubolari - Tubular bandages



Previnet LF

Rete elastica latex free



CND M03030103

Rete elastica latex free

Composizione: 73% poliammide - 27% filo elastico latex free

Misure: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lunghezza: 25 m in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Indicazioni d'uso

- Per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni.
- Non necessita di fermagli o cerotti.
- Non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

Previnet elastic net

Composition: 73% polyamide - latex free elastic yarn

Sizes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Length: 25 m stretched length
(other lengths available on request)

Directions for use

- For fixing dressings.
- It does not require clips or tapes.
- It does not apply compression and it fits well on joints.

Bende tubolari - Tubular bandages



PREVIS S.r.l.

Viale dell'Industria, 32
36070 TRISSINO
Vicenza - ITALY

Tel. +39 0445 490946
Fax +39 0445 962233

previs@previs.it
www.previs.it

