

previs
bandages since 1986





Previs srl è un'**azienda Italiana nata nel 1986**, specializzata in bende coesive, bende con pasta all'ossido di zinco, bende compressive, bende di fissaggio leggere e bende orlate di garza in cotone. L'impiego dei prodotti può spaziare dal settore ospedaliero alle farmacie, al pronto soccorso, alla cosmesi, allo sport e alla veterinaria.

L'organizzazione produttiva permette una **vasta personalizzazione del prodotto a seconda delle richieste del cliente**, sviluppando il marchio richiesto sui diversi tipi di packaging o acquistando

direttamente il prodotto con il marchio registrato Starmed.

I prodotti di punta sono le bende coesive e le bende con pasta all'ossido di zinco, che stanno riscuotendo un notevole successo sia in Italia che all'estero.

Obiettivo dell'azienda è la soddisfazione del cliente anche attraverso lo studio di nuove soluzioni per dare risposta alle svariate necessità conscia del fatto che solo con serietà, qualità e puntualità si può mantenere un rapporto duraturo.



Previs srl is **an Italian company that started operations in 1986** and is specialized in cohesive bandages, zinc oxide paste bandages, compression bandages, light fixation bandages and cotton gauze bandages, catering to a number of different sectors, ranging from Hospitals to Pharmacies, First Aid, Cosmetic, Sport and Veterinarian markets.

Our productive structure allows a **great deal of personalization in our products to accommodate customers'** requests developing the desired brand on different packaging, or offering the products directly under our Starmed registered trademark.

Our leading products are the cohesive bandages and zinc oxide paste bandages, which are proving to be very successful both in Italy and abroad.

Our mission is customer satisfaction, also by devising new solutions to give answers to the most diverse needs, knowing that only with professionalism, quality and punctuality it is possible to maintain strong, long lasting relationships.

Certificazioni

Previs ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2021; inoltre tutti i suoi prodotti sono conformi al Regolamento Europeo MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 ed alle Direttive / D.lgs. applicabili alla tipologia di prodotti.

Certifications

Previs has obtained UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 13485:2021 certifications. Furthermore, all products are compliant with the European Regulation MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 and Italian Health Ministry standards.



BENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

- **Previcoesiva LF**
- **Previcoesiva**
- **Previcoesiva XL LF**
- **Previcoesiva XL**
- **PreviTNT**
- **Previcotton coesiva LF**
- **Previcotton coesiva**

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

- **Previbelastica**
- **Previforte**
- **Previmedia**
- **Previnova e Previnova Pelle**
- **Previmedical**
- **Previstretch**



BENDE ALLE PASTE
PASTE BANDAGES

- **Previzinc A**
- **Previzinc E**
- **Previzinc EC**



BENDA ELASTICA ADESIVA
ADHESIVE ELASTIC BANDAGE

- **Previadesiva**

BENDE ELASTICHE LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES

- **Prevideal**
- **Previfix**
- **Previgarzelast CV**
- **Previlast**
- **Previcrepe S - L**
- **Prevideal cotton**
- **Previmax**

BENDE DI GARZA
GAUZE BANDAGES

- Auricolare
- 17 - 20 - 23 fili / Cambric

BENDE TUBOLARI
TUBULAR BANDAGES

- Previnet
- Previnet LF

BENDE DI PRIMO SOCCORSO
FIRSTAID BANDAGES

- Previ**STOP**

BENDE PER LO SPORT
SPORT BANDAGES

- Previ**Tape**





LENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previcoesiva LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents

CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva LF

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Previcoesiva elastic bandage LF

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for supporting joint treating light fractures;
- safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin;
- particularly suitable for use on articulations

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide - latex free

Composition: 42% cotton - 29% viscose
29% polyamide - latex free



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 50% circa

Extensibility: approx. 50%





LENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previcoesiva

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie

Cohesive through microfine latex dots

CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Previcoesiva elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for supporting joint treating light fractures;
- this bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.



Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide - lattice

Composition: 42% cotton, 29% viscose, 29% polyamide - latex



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m (other lengths available on request)



Allungamento: 50% circa

Extensibility: approx. 50%





LENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previcoesiva XL LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
Cohesive 100% Latex Free without solvents

CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva XL LF

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previcoesiva XL LF bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for supporting joint treating light fractures;
- safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin;
- particularly suitable for use on articulations

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide - 1% elasthan - latex free

Composition: 42% cotton, 29% viscose, 28% polyamide - 1% elasthan - latex free



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m (other lengths available on request)



Allungamento: 90% circa

Extensibility: approx. 90%



Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu (altri colori a richiesta)

Available colors: white, red, green, blue (other colors on request)



LENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Adatto per
uso veterinario
Ideal for
vet use



Previcoesiva XL

Coesiva attraverso micropunti in lattice
sulla superficie

Cohesive through microfine latex dots

CND M0303010201

Benda elastica Previcoesiva XL

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Previcoesiva XL elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for supporting joint treating light fractures;
- this bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.



Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide - 1% elasthan e latex

Composition: 42% cotton, 29% viscose, 28% polyamide - 1% elasthan and latex



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m (other lengths available on request)



Allungamento: 90% circa

Extensibility: approx. 90%



Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu, giallo (altri colori a richiesta)

Available colors: white, red, green, blue, yellow (other colors on request)



LENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES



PreviTNT



CND M0303010201

Benda elastica PreviTNT

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo e veterinario.

PreviTNT elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for supporting joint treating light fractures;
- safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin;
- particularly suitable for use on joints, for sport and veterinary use.



Composizione: 85% polipropilene,
15% spandex e latex

Composition: 85% polypropylene,
15% spandex and latex



Altezza: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

Width: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione.

Length: stretched length approx. 4,5 m



Allungamento: 100% circa

Extensibility: approx. 100%



Colori disponibili: rosso, verde, blu, pelle
(altri colori a richiesta)

Available colors: red, green, blue, skin
(other colors on request)



BENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previcotton coesiva LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi

Cohesive 100% Latex Free without solvents

CND M0303010201



Benda elastica Previcotton coesiva LF

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Latex-free Previcotton coesiva LF bandage

Directions for use:

- for fixing dressings.
- ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.
- safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.
- particularly suitable for use on articulations.

Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 98% cotone, 2% lycra, latex free

Composition: 98% cotton, 2% lycra, latex free



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 45% circa

Extensibility: approx. 45%



BENDE ELASTICHE COESIVE
COHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previcotton coesiva

Coesiva attraverso micropunti in lattice
sulla superficie

*Cohesive through microfine latex
dotssolvents*

CND M0303010201



Benda elastica Previcotton coesiva

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva;
- non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle;
- particolarmente adatta per articolazioni.

Previcotton coesiva elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings.
- ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.
- safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.
- particularly suitable for use on articulations.



Composizione: 98% cotone, 2% lycra e lattice

Composition: 98% cotton, 2% lycra and latex



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 45% circa

Extensibility: approx. 45%



BENDE ALLE PASTE
PASTE BANDAGES

Previzinc A



CND M03020299

Benda anelastica Previzinc A Contenuto di ossido di zinco: 15%

Indicazioni d'uso:

- non usare su ferite e ulcere aperte;
- Previzinc A è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Inelastic bandage Previzinc A Zinc oxide content: 15%

Directions for use:

- not to be used on open wounds or ulcers;
- Previzinc A is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 100% cotone, pasta all'ossido di zinco 15%

Composizione: 100% cotton, zinc oxide paste 15%



Altezza: 8 - 10 cm

Width: 8 - 10 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



0425

BENDE ALLE PASTE
PASTE BANDAGES

Previzinc E



CND M03020299

Benda elastica Previzinc E

Contenuto di ossido di zinco: 15%

Indicazioni d'uso:

- non usare su ferite e ulcere aperte;
- Previzinc E è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Elastic bandage Previzinc E

Zinc oxide content: 15%

Directions for use:

- not to be used on open wounds or ulcers;
- Previzinc E is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 54% poliammide, 46% viscosa, pasta all'ossido di zinco 15%

Composition: 54% polyamide, 46% viscose, zinc oxide paste 15%



Altezza: 8 - 10 cm

Width: 8 - 10 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 80% circa

Extensibility: approx. 80%



0425

BENDE ALLE PASTE
PASTE BANDAGES

Previzinc EC



CND M03020299

Benda elastica Previzinc EC

Contenuto di ossido di zinco: 15%

Indicazioni d'uso:

- non usare su ferite e ulcere aperte;
- Previzinc EC è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Elastic bandage Previzinc EC

Zinc oxide content: 15%

Directions for use:

- not to be used on open wounds or ulcers;
- Previzinc EC is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.

Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Composizione: 46% cotone, 54% poliammide, pasta all'ossido di zinco 15%
Composition: 46% cotton, 54% polyamide, zinc oxide paste 15%



Altezza: 5 - 8 - 10 cm
Width: 5 - 8 - 10 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)
Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 80% circa
Extensibility: approx. 80%



0425

LENDE ELASTICHE ADESIVE
ADHESIVE ELASTIC BANDAGES

Previadesiva



CND M0304010301

Benda elastica Previadesiva

Indicazioni d'uso:

- bendaggi compressivi nel trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi.
- bendaggi funzionali nella terapia di lesioni muscolari e tendinee;
- distorsioni;
- lussazioni;
- strappi muscolari.

Previadesiva elastic bandage

Directions for use:

- compressive relief bandaging in case of muscular and tendinous injuries;
- distortions;
- dislocations;
- sprains.



Composizione: 100% cotone

Composition: 100% cotton



Altezza: 5 - 7,5 - 10 cm

Width: 5 - 7,5 - 10 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 40% circa

Extensibility: approx. 40%



BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previbielasticita

CND M030402010103



Benda Previbielasticita

Indicazioni d'uso:

- bendaggio da prescrizione medica;
- indicata per bendaggi di sostegno e scarico con forte compressione costante, per bendaggi compressivi post trattamento chirurgico e nel complesso sintomatico varicoso.
- la caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Previbielasticita bandage

Directions for use:

- medical prescription bandage;
- ideal for bandaging when support and strong, constant compression is required.
- used in the treatment of varicose veins and post-operative patients.
- its ability to stretch in any direction makes it particularly ideal for bandaging joints.



Composizione: 70% cotone, 19% poliammide, 11% poliuretano

Composition: 70% cotton, 19% polyamide, 11% polyurethane



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 7 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 7 m (other lengths available on request)



Allungamento: longitudinale 160% circa, trasversale 80% circa

Extensibility: approx. 160% longitudinal, approx. 80% transversal



BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previforte



CND M030402010103

Benda elastica Previforte

Indicazioni d'uso:

- bendaggio da prescrizione medica;
- benda compressiva per uso flebologico;
- bendaggio di sostegno a forte compressione costante, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Previforte elastic bandage

Directions for use:

- medical prescription bandage;
- compression bandage for phlebotic treatment;
- support bandage with strong, constant compression, ideal for all problems relative to varicose veins, for the prevention and cure of sport and work injuries, support bandage for distortions, light fractures and sprains.



Composizione: 92% cotone, 8% poliuretano

Composition: 92% cotton, 8% polyurethane



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 7 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 170% circa

Extensibility: approx. 170%



LENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previmedia



CND M030402010103

Benda elastica Previmedia

Indicazioni d'uso:

- ideale per bendaggi di sostegno e forte compressione costante;
- viene utilizzata nel trattamento del complesso sintomatico varicoso, nella profilassi antitrombotica, nel trattamento post-chirurgico e nella terapia dell'insufficienza varicosa.
- ottima per bendaggi di sostegno e scarico nelle distorsioni, lussazioni e fratture leggere.

Previmedia elastic bandage

Directions for use:

- ideal for bandaging when support and strong, constant compression, is required;
- used in the treatment of varicose veins, thrombosis, post-operative patients and insufficient veins.



Composizione: 78% cotone, 14% poliammide, 8% poliuretano

Composition: 78% cotton, 14% polyamide, 8% polyurethane



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 7 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 7 m (other lengths available on request)



Allungamento: 170% circa

Extensibility: approx. 170%



BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previnova e Previnova Pelle

CND M0304010103



Benda elastica Previnova e Previnova Pelle

Indicazioni d'uso:

- benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno.
- per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi sportivi e da lavoro con compressione media.

Previnova and Previnova Skin elastic bandage

Directions for use:

- universal compression bandage;
- protects and supports all types of medication;
- for fixing medication and for supporting light fractures, distortions, sprains, sport and work injuries with medium compression.



Composizione: 69% cotone, 25% poliammide, 6% poliuretano

Composition: 69% cotton, 25% polyamide, 6% polyurethane



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4,5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 170% circa

Extensibility: approx. 170%



LENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previmedical



CND M0304010103

Benda elastica Previmedical

Indicazioni d'uso:

- benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno;
- per il fissaggio della medicazione e per sostegno e protezione su: contusioni ed ematomi con compressione medio-leggera.

Previmedical elastic bandage

Directions for use:

- universal compression bandage;
- protects and supports all types of medication;
- for fixing medication, for support and relief in case of contusions and hematomas with medium-light compression.



Composizione: 60% cotone, 33% poliammide, 7% poliuretano

Composition: 60% cotton, 33% polyamide, 7% polyurethane



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 160% circa

Extensibility: approx. 160%



LENDE ELASTICHE COMPRESSIVE
COMPRESSION ELASTIC BANDAGES

Previstretch



CND M0304010103

Benda elastica Previstretch

Indicazioni d'uso:

- per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, distorsioni lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione contro gli ematomi in caso di ferite muscolari;
- adatta anche ad utilizzo flebologico.

Previstretch elastic bandage

Directions for use:

- for fixing medication, for support and relief in case of contusions, sprains, distortions, lesions and hematomas.
- suitable for phlebologic use.



Composizione: 80% cotone, 20% poliammide

Composition: 80% cotton, 20% polyamide



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 35% circa

Extensibility: approx. 35%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES



Prevideal

CND M0303010101

Benda elastica Prevideal

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Prevideal elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for supporting dressings of sprains and light bruising.



Composizione: 65% cotone, 35% poliammide

Composition: 65% cotton, 35% polyamide



Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 75% circa

Extensibility: approx. 75%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES

Previfix



CND M0303010101

Benda elastica Previfix

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previfix elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for supporting dressings of sprains and light bruising.



Composizione: 50% cotone, 50% poliammide

Composition: 50% cotton, 50% polyamide



Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 100% circa

Extensibility: approx. 100%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES



Previgarzelast CV

CND M0303010101

Benda elastica Previgarzelast CV

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previgarzelast CV elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for supporting dressings of sprains and light bruising.



Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide

Composition: 42% cotton, 29% viscose, 29% polyamide



Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 110% circa

Extensibility: approx. 110%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES



Previlast

CND M0303010101

Benda elastica Previlast

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previlast elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for supporting dressings of sprains and light bruising.



Composizione: 54% poliammide, 46% viscosa

Composition: 54% polyamide, 46% viscose



Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm



Lunghezza: 3 m e 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 3 m and 4 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 120% circa

Extensibility: approx. 120%



LENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES

Previcrepe S-L



CND M0303010101

Benda elastica Precvicrepe S - L

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno e la leggera compressione;
- la caratteristica crespatura fa in modo che il bendaggio resti ben ancorato su se stesso;
- ben tollerate dalla cute assicurano un'elevata traspirazione.

Previcrepe S - L elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for support and light compression;
- it's characteristic crepe like touch enables the bandage to remain well-attached to itself;
- it is well-tolerated by the skin and ensure a high level of breathing.



Composizione: 99% cotone, 1% lycra

Composition: 99% cotton, 1% lycra



Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm



Lunghezza: 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4 m
(other lengths available on request)



Allungamento: da 90% a 110% circa

Extensibility: approx. from 90% to 110%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES

Prevideal cotton

CND M0303010101



Benda elastica Prevideal Cotton

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni e contusioni e nella traumatologia sportiva.
- l'alta percentuale di cotone la rende perfettamente tollerabile anche alle epidermidi più sensibili.

Prevideal Cotton elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries;
- the high percentage of cotton means it is well-tolerated by sensitive skin.



Composizione: 98% cotone, 2% lycra

Composition: 98% cotton, 2% lycra



Altezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

Width: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm



Lunghezza: 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 4,5 m
(other lengths available on request)



Allungamento: 45% circa

Extensibility: approx. 45%



BENDE DI FISSAGGIO LEGGERE
FIXATION ELASTIC BANDAGES



Previmax

CND M0303010101

Benda elastica Previmax

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione;
- per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

Previmax elastic bandage

Directions for use:

- for fixing dressings;
- for supporting dressings of sprains and light bruising.



Composizione: 70% cotone, 29% poliammide, 1% poliuretano

Composition: 70% cotton, 29% polyamide, 1% polyurethane



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm

Width: 6 - 8 - 10 - 12 cm



Lunghezza: 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 100% circa

Extensibility: approx. 100%



BENDE DI GARZA
GAUZE BANDAGES

Bende di Garza

AURICOLARE



CND M030101

Benda di Garza Idrofila Auricolare

Indicazioni d'uso:

- specifiche per le medicazioni auricolari.

Auricular bandage

Directions for use:

- *ideal for auricular dressings.*



Composizione: 100% cotone candido idrofilo

Composition: 100% white cotton wool



Altezza: 1 - 2 - 3 cm

Width: 1 - 2 - 3 cm



Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Length: 5 m (other lengths available on request)



BENDE DI GARZA
GAUZE BANDAGES

Bende di Garza



CND M030101

Bende di Garza Idrofila Orlata

- 17 fili (10/7)
- 20 fili (12/8)
- 23 fili (12/11)
- Cambric 25 fili (12/13)

Indicazioni d'uso:

- per il fissaggio della medicazione e l'assorbimento degli essudati.

Gauze bandages

- 17 threads (10/7)
- 20 threads (12/8)
- 23 threads (12/11)
- Cambric 25 threads (12/13)

Directions for use:

- for fixing dressings and for the absorption of exudates.



Composizione: 100% cotone candido idrofilo

Composition: 100% white cotton wool



Altezza: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

Width: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm



Lunghezza: 5 m (altre lunghezze a richiesta)

Length: 5 m (other lengths available on request)



BENDE DI PRIMO SOCCORSO
FIRSTAID BANDAGES



PreviSTOP

CND M030101

Benda elastica PreviSTOP

Indicazioni d'uso:

- per l'uso in situazioni di pronto soccorso; benda con tampone compressiva antiemorragica (previa sterilizzazione).

PreviSTOP elastic bandage

Directions for use:

- *To be used in first aid situations; haemostatic compressive bandage (after sterilization).*



Composizione: 65% cotone, 35% poliammide

Composition: 65% cotton, 35% polyamide



Altezza: 10 cm

Width: 10 cm



Lunghezza: 3,5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: stretched length approx. 3,5 m (other lengths available on request)



Allungamento: 70% circa

Extensibility: approx. 70%



LENDE PER LO SPORT
SPORT BANDAGES

PreviTape



CND M0399

Tape elastico latex free

Indicazioni d'uso:

- tape elastico usato come coadiuvante nella prevenzione o guarigione di lesioni/traumi di origine sportiva, per fornire supporto e restringere l'estensione di movimento nei muscoli e articolazioni.

Elastic tape latex free

Directions for use:

- Elastic tape used to assist in the prevention or healing of sports related injuries, to add support and restrict range of motion in the muscles and joints.



Composizione: 95% cotone - 5% spandex
adesivo hot melt latex free

Composition: 95% cotton - 5% spandex hot
melt latex free adhesive



Altezza: 5 cm

Width: 5 cm



Lunghezza: 70% circa

Length: 70% approx.



Colori disponibili: Pink, Royal blue

Available colors: Pink, Royal blue



BENDE TUBOLARI
TUBULAR BANDAGES



Previnet

RETE ELASTICA

CND M03030103

Rete elastica Previnet

Indicazioni d'uso:

- per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni;
- non necessita di fermagli o cerotti;
- non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

Previnet elastic net

Directions for use:

- *for fixing dressings;*
- *it does not require clips or tapes;*
- *it does not apply compression and it fits well on joints.*



Composizione: 73% poliammide, 27% filo di gomma

Composition: 73% polyamide, 27% rubber thread



Misure: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sizes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Lunghezza: 25 m in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: 25 m stretched length (other lengths available on request)



BENDE TUBOLARI
TUBULAR BANDAGES



Previnet LF

RETE ELASTICA LATEX FREE

CND M03030103

Rete elastica latex free

Indicazioni d'uso:

- per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni.
- non necessita di fermagli o cerotti.
- non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

Previnet elastic net

Directions for use:

- for fixing dressings.
- it does not require clips or tapes.
- it does not apply compression and it fits well on joints.



Composizione: 73% poliammide, 27% filo elastico latex free

Composition: 73% polyamide, 27% latex free elastic yarn



Misure: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sizes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10




Lunghezza: 25 m in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

Length: 25 m stretched length (other lengths available on request)







PREVIS S.r.l.

Viale dell'Industria, 32
36070 TRISSINO
Vicenza - ITALY

Tel. +39 0445 490946
Fax +39 0445 962233

previs@previs.it
www.previs.it

